



VET AQUADENT[®]

FR3SH

Zdrowy i świeży oddech Zdrowe zęby i dziąsła

VET AQUADENT z technologią FR3SH – erytrytol, inulina, granat (wyciąg z *Punica granatum*) – jest zalecany aby zachować zdrowy i świeży oddech oraz wspomagać zdrowe zęby i dziąsła poprzez ograniczanie powstawania płytki nazębnej.

INSTRUKCJA WŁAŚCIWEGO STOSOWANIA:

Przed użyciem wstrząsnąć. Może tworzyć się niewielki osad. Roztwór VET AQUADENT powinien być dodawany codziennie do porcji wody do picia Twojego zwierzęcia. Należy dodać 2,5 ml roztworu na każde 250 ml wody do picia, przy użyciu dołączonej miarki. Wodę do picia należy wymieniać co 24 godziny, nawet wtedy kiedy nie została ona wypita w całości.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródła ciepła i od bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Preparat nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi.

Wyprodukowano w Wietnamie.

Dystrybutor: VIRBAC Sp. z o.o., ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, tel. 22 855 40 46

SKŁAD: Aqua, Glycerin, Erythritol, Inulin, Mint Aroma, *Punica granatum* Extract.

Opakowanie: butelka 250 ml, 500 ml

Numer serii i termin ważności: Patrz na butelkę.